

## **PILES de SERVOX**

### Charger la pile :

Utiliser la pile jusqu'à ce qu'elle soit complètement déchargée avant de la recharger. Il ne faut pas la charger lorsqu'elle fonctionne encore car elle s'abîme et ne retient plus la charge. Bien utilisée, la durée de vie d'une pile rechargeable est d'environ 2 ans.

Utiliser le chargeur afin de recharger la pile seule (ou l'appareil au complet, si vous ne vous en servez pas).

Retirer la pile du chargeur lorsqu'elle est entièrement chargée. Si elle demeure dans le chargeur, elle se décharge.

### **Signification des témoins lumineux du chargeur :**

VERT : Le chargeur est bien branché.

ROUGE : La pile est placée à l'envers

JAUNE :

- Fixe : La pile est en cours de rechargement.
- *Clignotant (aux 2 secondes)* : La pile est rechargée à 80-85% de sa capacité
- *Clignotant (à chaque seconde)* : Il y a un problème, soit un court-circuit ou encore, la pile est défectueuse

ÉTEINT : La pile est complètement rechargée. Retirez-la du chargeur. Les piles pourront être alternées afin de toujours avoir une pile chargée prête à être utilisée.

### **Comment se procurer des piles :**

1. Une première pile est fournie avec le larynx artificiel.
2. La **Société canadienne du cancer** vous en enverra une seconde par la poste. Pour recevoir de nouvelles piles lorsque les anciennes commencent à se décharger rapidement, il suffit de retourner, à la **Société canadienne du cancer**, la carte jointe à l'envoi de la deuxième pile. La Société Canadienne du cancer peut vous fournir deux piles par année.